

当院では、むし歯の大きさを測る機器 (ダイアグノデントペン) を使用しています

むし歯の大きさを数値化することで、
なるべく歯を削らない治療を心がけています。
(大きく進んでしまったむし歯は、やむを得ず削って
治療する場合があります)

早い段階のむし歯なら、
削らなくて済むかも知れません。

当院では、むし歯の状態をより正確に確認するために、
光学式のむし歯検知装置を使った検査を行っています。

光を当てるだけなので…



痛みがありません



小さなお子様や
妊婦の方でも
検査できます



ダイアグノデントペン

測定値 の目安

診断～治療		数値
健全歯質	経過観察	0～15
脱灰	フッ素塗布、フッ素洗口をして再石灰化を行う	16～60
高脱灰 象牙質カリエス	できるだけ歯を削らない治療、侵襲的治療	61～

ダイアグノデントペン

使用の 流れ

